

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Иммуноген»
Ефремов Д.Г.

Дата 12.01.2026г



ПРЕЙСКУРАНТ

НА ОКАЗАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ

ООО «ИММУНОГЕН» НА 2026 ГОД

Прейскурант ООО "Иммуноген" на 2026 год

№ п/п	код Иммуноген	Наименование исследования	Срок выполнения, рабочие дни	Исследуемый материал	Цена, руб	Код медицинской услуги по приказу 804н от 13.10.2017г	Номенклатура медицинской услуги по приказу 804н от 13.10.2017г
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ							
1	3.15.000	Гистологическое исследование биопсийного материала (до 10 кусочков) (1 контейнер)	3 р.д.	Биопсийный материал	3 000	A08.30.046	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
2	3.22.029	Гистологическое исследование биопсийного материала (до 10 кусочков) - СРОЧНОЕ	до 36ч	Биопсийный материал	6 000	A08.30.046	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
3	3.15.080	Гистологическое исследование биопсийного материала образований костной ткани, фрагментов костей (1 контейнер)	от 5 р.д.	Биопсийный материал	4 000	A08.03.002	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани
4	3.15.071	Гистологическое исследование предстательной железы (Мультифокальная пункционная биопсия) (до 14 контейнеров)	3 р.д.	Биопсийный материал	6 000	A08.21.001	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы
5	3.22.030	Гистологическое исследование биопсийного материала ЖКТ (Мультифокальная биопсия) (до 8 контейнеров)	3 р.д.	Биопсийный материал	7 000	A08.30.046	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
6	3.22.041	Гистологическое исследование биопсийного материала желудка (оценка по классификации OLGA/OLGIM) с окрашиванием на Helicobacter pylori (3 контейнера)	3 р.д.	Биопсийный материал	4 500	A08.16.002.001	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка с применением гистохимических методов
7	3.22.035	Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с окрашиванием на Helicobacter pylori (1 контейнер)	3 р.д.	Биопсийный материал	3 800	A08.16.002.001	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка с применением гистохимических методов
8	3.22.039	Гистологическое исследование трепанобиоптата костного мозга. Импрегнация по методу Гомори-Грокотт	до 5 р.д.	Биопсийный материал	5 100	A08.05.002	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костного мозга
9	3.15.100	Гистологическое исследование операционного материала различных органов за исключением плаценты	3 р.д.	Операционный материал	4 000	A08.30.046	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
10	3.22.037	Гистологическое исследование операционного материала различных органов за исключением плаценты - СРОЧНОЕ	до 36ч	Операционный материал	8 000	A08.30.046	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПЕРЕСМОТР							
11	3.22.031	Консультативный пересмотр готовых гистологических стеклопрепаратов (за 1 стекло)	1-3 р.д.	Препарат на стекле	700	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата
12	3.15.300	Консультативный пересмотр готовых гистологических стеклопрепаратов (от 2 до 5 стекол)	1-3 р.д.	Препарат на стекле	3 500	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата
13	3.15.350	Консультативный пересмотр готовых гистологических стеклопрепаратов (6-10 стекол)	1-3 р.д.	Препарат на стекле	5 000	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата
14	3.15.360	Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов - каждое последующее стекло (дополнение к услуге 3.15.350)	1-3 р.д.	Препарат на стекле	500	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата
15	3.22.036	Пересмотр гистологических стеклопрепаратов перед проведением молекулярно-генетических исследований включая оценку % опух клеток (1 стекло)	1-3 р.д.	Препарат на стекле	600	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата

16	3.22.042	Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов перед выполнением ИГХ	1-3 р.д.	Препарат на стекле	700	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата
ПОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ							
17	3.15.550	Реставрация доставленных готовых препаратов	1-3 р.д.	Парафиновый блок	600	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата
18	3.15.500	Дополнительное изготовление препаратов из парафиновых блоков (цена за одно гистологическое стекло)	1-3 р.д.	Парафиновый блок	500	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата
19	3.15.610	Сканирование 1 гистологического микропрепарата	1-3 р.д.	Препарат на стекле	600	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата
20	3.15.620	Сканирование 1 ИГХ микропрепарата	1-3 р.д.	Препарат на стекле	600	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата
21	3.15.207	Окраска гистологического препарата специфическим красителем	1-3 р.д.	Биопсийный материал	1 000		
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ							
22	3.15.700	Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) с заключением врача-патологоанатома	3 р.д.	Парафиновый блок	3 000	A08.30.013	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов
23	3.22.043	Иммуногистохимическое окрашивание с целью определения гистогенеза опухоли (10 антител)	до 14 р.д.	Парафиновый блок	30 000	A08.30.013	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов
24	6.15.730	Комплекс исследований для определения молекулярно-биологического подтипа рака молочной железы методом иммуногистохимии (PR, ER, ki67, Her2-neu)	3 р.д.	Парафиновый блок	12 000	B03.027.007.001	Комплекс исследований для определения молекулярно-биологического подтипа рака молочной железы методом иммуногистохимии (PR, ER, ki67, Her2-neu)
25	6.15.740	Иммуногистохимическая диагностика опухоли предстательной железы (Ck5, P63, AMACR)	3 р.д.	Парафиновый блок	9 000	B03.027.020	Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований предстательной железы
26	3.22.009	Иммуногистохимическое исследование опухоли на микросателлитную нестабильность (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)	3 р.д.	Парафиновый блок	12 000	A08.30.040	Определение мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 иммуногистохимическим методом
27	1.15.705	Подготовка к ЭКО. Определение скрытого воспаления (7 антител) Соскоб эндометрия в фазе пролиферации.	3 р.д.	Парафиновый блок	21 000	A08.30.013	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов
28	1.15.703	Подготовка к ЭКО. Определение гормонального статуса (окно имплантации), 4 антитела (Соскоб эндометрия на 21-24 день менструального цикла)	3 р.д.	Парафиновый блок	12 000	A08.30.013	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов
29	6.15.711	Иммуногистохимическое определение чувствительности к таргетной терапии (PD-L1, ALK, ROS, EGFR, NTRK, CLDN18) (цена за один маркер)	3 р.д.	Парафиновый блок	10 000	A08.30.039	Определение экспрессии белка PD-L1 иммуногистохимическим методом
30	3.22.049	Иммуногистохимическое исследование: определение экспрессии PD-L1 клон 22C3	3 р.д.	Парафиновый блок	23 000	A08.30.039	Определение экспрессии белка PD-L1 иммуногистохимическим методом
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ гинекологического материала							
31	3.14.200	Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального канала, полученных при гинекологическом осмотре (цена за 1 локализацию)	1-3 р.д.	Соскоб со слизистой оболочки влагалища, соскоб шейки матки, соскоб цервикального канала, соскоб с культи шейки матки, отпечаток с ВМС, другое	1 600	A08.20.012 A08.20.017 A08.20.017.001	Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

32	3.14.220	Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального канала, полученных при гинекологическом осмотре (окрашивание по Папаниколау PАП-тест) (цена за 1 локализацию)	1-3 р.д.	Соскоб влагалища, шейки матки, цервикального канала на стекле с влажной фиксацией	1 600	A08.20.012 A08.20.017 A08.20.017.001	Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала
33	3.14.110	Исследование аспиратов из полости матки (Мазок-отпечаток на стекле)	1-3 р.д.	Мазок-отпечаток на стекле	1 500	A08.20.004	Цитологическое исследование аспирата из полости матки
34	3.14.160	Жидкостная цитология гинекологических образцов (цена за 1 локализацию)	до 5 р.д.	Соскоб шейки матки, цервикального канала (вials для образцов гинекологического биоматериала с транспортной фиксирующей средой для жидкостной цитологии)	3 000	A08.20.017.002	Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ негинекологического материала							
35	3.14.135	Цитологическое исследование материала, полученного при пункции опухоли, опухолеподобного образования и/или другого патологически измененного участка любой локализации (1 локализация)	1-3 р.д.	Мазок на стекле (пунктат, соскоб с кожи)	1 600	A08.03.001	Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей
36	3.14.140	Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопическом исследовании (1 локализация)	1-3 р.д.	Мазок-отпечаток на стекле	1 600	A08.16.007 A08.16.006	Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода
37	3.14.120	Цитологическое исследование жидкостей, в том числе экссудатов, трансудатов, секретов, экскретов, смывов	1-3 р.д.	Жидкость в контейнере, мазок - отпечаток на стекле	1 600	A08.30.027	Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, трансудаты)
38	3.14.115	Цитологическое исследование мокроты	1-3 р.д.	Мокрота	1 600	A08.09.011	Цитологическое исследование мокроты
39	3.14.150	Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей (лимфоузлов, солидных опухолей и пр.) (1 стеклопрепарат)	1-3 р.д.	Соскоб, мазок-отпечаток на стекле	1 600	A08.06.001	Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла
40	3.14.126	Цитологическое исследование отделяемого молочной железы	1-3 р.д.	Мазок-отпечаток на стекле	1 600	A08.20.019	Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы
41	3.14.130	Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы	1-3 р.д.	Мазок-отпечаток, пунктат на стекле	1 600	A08.22.004	Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы
42	3.14.125	Цитологическое исследование пунктатов молочной железы и микропрепарата кожи	1-3 р.д.	Мазок-отпечаток, пунктат на стекле	1 600	A08.01.002	Цитологическое исследование микропрепарата кожи
43	3.14.155	Цитологическое исследование мочи/мокроты на атипичные клетки	1-3 р.д.	Моча/мокрота	1 600	A08.28.012	Исследование мочи для выявления клеток опухоли
44	3.14.170	Жидкостная цитология негинекологических образцов (цена за 1 локализацию)	до 5 р.д.	Пунктат (вials для образцов негинекологического биоматериала с транспортной фиксирующей средой для жидкостной цитологии)	3 000	A08.26.007	Цитологическое исследование микропрепарата тонко игольной аспирационной биопсии
БОНУС. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПЕРЕСМОТР ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ							
45	3.14.300	Консультативный пересмотр готовых цитологических стеклопрепаратов (за 1 стекло)	1-3 р.д.	Препарат на стекле	700	A08.30.007	Просмотр цитологического препарата
46	3.14.310	Консультативный пересмотр готовых цитологических стеклопрепаратов (от 2 до 5 стекол)	1-3 р.д.	Препарат на стекле	3 500	A08.30.007	Просмотр цитологического препарата
47	3.14.320	Консультативный пересмотр готовых цитологических стеклопрепаратов (6-10 стекол)	1-3 р.д.	Препарат на стекле	5 000	A08.30.007	Просмотр цитологического препарата

ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ							
48	3.14.400	Приготовление клеточного блока	1-3 р.д.	цитологический материал (вials для образцов с транспортной фиксирующей средой для жидкостной цитологии)	1 000	A08.30.007	Просмотр цитологического препарата
49	3.14.420	Иммуноцитохимическое исследование для определения коэкспрессии онкопротеинов p16ink4a и Ki67 в микропрепарате соскоба эпителиальных клеток шейки матки	3 р.д.	соскоб эпителиальных клеток шейки матки (вials для образцов гинекологического биоматериала с транспортной фиксирующей средой для жидкостной цитологии)	7 000	A08.30.004	Иммуноцитохимическое исследование биологического материала
50	3.14.410	Иммуноцитохимическое исследование цитологического материала на одну постановочную реакцию (из клеточного блока)	3 р.д.	цитологический материал (вials для образцов с транспортной фиксирующей средой для жидкостной цитологии)	3 000	A08.30.004	Иммуноцитохимическое исследование биологического материала
51	3.14.430	Иммуноцитохимическое исследование цитологического материала для определения гистогенеза опухоли без выявления первичного очага (до 10 постановочных реакций)	до 14 р.д.	цитологический материал (вials для образцов с транспортной фиксирующей средой для жидкостной цитологии)	30 000	A08.30.002	Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ							
52	9.9.1	Стандартное цитогенетическое исследование (гематология, онкология, бесплодие, невынашиваемость беременности)	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант Li-гепарин	13 000	A12.05.013	Цитогенетическое исследование (кариотип)
53	1.20.020	Кариотип лимфоцитов крови с кариограммой (1 пациент)	23 р.д.	Венозная кровь, консервант Li-гепарин	8 000	A12.05.013	Цитогенетическое исследование (кариотип)
54	9.9.10	FISH на парафиновых срезах материала лимфоузла, 1 зонд	до 12 р.д.	Парафиновый блок	25 000	A08.06.002.002	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла с применением метода флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)
55	9.9.11	FISH на парафиновых срезах материала лимфоузла, 3 зонда	до 12 р.д.	Парафиновый блок	49 900	A08.06.002.002	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла с применением метода флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)
56	1.20.022	FISH исследование хромосомных aberrаций на материале парафинового блока (1 зонд)	15 р.д.	Парафиновый блок	17 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
57	1.15.720	Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) (цена за один зонд)	15 р.д.	Парафиновый блок	17 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
58	9.9.19	Определение амплификации/делеции гена TOP2A в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) (оценка количества копий гена)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
59	9.9.20	Определение амплификации гена ERBB2 (Her-2/Neu) в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) (оценка количества копий гена)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.106	Определение амплификации гена ERBB2 (HER2/Neu) в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)

60	9.9.21	Определение транслокаций (перестроек) гена EWSR1 (саркомы семейства Юинга EWS) в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.108	Определение транслокации гена EWSI в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)
61	9.9.22	Определение транслокаций (перестроек) гена ALK методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.017	Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK
62	9.9.23	Определение транслокаций гена ROS1 методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.018	Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ROS1
63	1.20.001	Определение делеции локусов 1p/19q в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.058	Молекулярно-генетическое исследование транслокации 1p/19q в биопсийном (операционном) материале
64	1.20.002	Определение транслокаций гена RET в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.056	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене RET в биопсийном (операционном) материале
65	1.20.003	Определение амплификации гена N-MYC (MYCN) в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) (оценка количества копий гена)	15 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.083	Определение амплификации гена N-MYC в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)
66	1.20.004	Определение амплификации гена C-MYC в биопсийном (операционном) материале методом FISH (оценка количества копий гена)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.084	Определение амплификации гена C-MYC в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)
67	1.20.005	Определение амплификаций гена MET в биопсийном (операционном) материале методом FISH (оценка количества копий гена)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
68	1.20.006	Определение транслокаций гена FGFR1 в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
69	1.20.007	Определение транслокаций гена FGFR2 в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
70	1.20.008	Определение транслокаций гена FGFR3 в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
71	1.20.009	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	12 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.016	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале
72	1.20.010	Определение транслокаций гена NTRK1 в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
73	1.20.011	Определение транслокаций гена NTRK2 в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
74	1.20.012	Определение транслокаций гена NTRK3 в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
75	1.20.013	Определение транслокаций в генах NTRK1, NTRK2, NTRK3 в биопсийном (операционном) материале FISH с тремя зондами	5 р.д.	Парафиновый блок	25 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
76	1.20.014	Определение транслокации гена BRAF (BRAF-KIAA 1549) в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.008	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале
77	1.20.016	Определение транслокаций гена SYT (SS18) в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.109	Определение транслокации гена SYT в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)

78	1.20.017	Определение транслокаций гена FUS в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
	1.20.018	Определение амплификации гена MDM2 в биопсийном (операционном) материале методом FISH	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.078	Определение амплификации гена MDM2 методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)
80	1.20.019	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CCND1(Cyclin D1, BCL1) в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
81	1.20.023	Определение амплификации гена CDK4 в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.079	Определение амплификации гена CDK4 методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)
82	1.20.024	Определение транслокации гена BCL6 в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
83	1.20.025	Определение транслокации гена BCL2 в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
	1.20.026	Определение транслокации гена DDIT3 в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.105	Определение транслокации гена DDIT3 в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)
85	1.20.027	Определение слияния генов EWSR1/ATF1	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
86	1.20.028	Определение транслокации гена CIC в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
87	1.20.029	Определение транслокации гена BCOR в биопсийном (операционном) материале методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)	5 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
88	1.20.030	Комплексное FISH-исследование (флуоресцентная гибридизация in situ) для диагностики меланоцитарных новообразований (6q23/6p25/9p21/11q13/8q24/10q23)	5 р.д.	Парафиновый блок	25 000	A08.30.035	Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
	9.9.3	панель FISH при МДС (6 маркеров): делеция 5q-/моносомия 5; делеция 7q-/моносомия 7; трисомия 8 с-MYC; делеция TP53; делеция 20q-; транслокация(3;3)/инверсия 3	5-7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант Li-гепарин	24 500	B03.005.018	Комплекс исследований для диагностики парапротеинемического гемобластоza
90	9.9.3.1	панель FISH при МДС согласно IPSS (8 маркеров + Y для мужчин): делеция 5q-/моносомия 5; делеция 7q-/моносомия 7; трисомия 8; делеция гена TP53; делеция 20q-; транслокация(3;3)/инверсия 3; делеция 11q; делеция 12p; потеря Y хромосомы (для мужчин)	5-7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант Li-гепарин	35 560	B03.005.018	Комплекс исследований для диагностики парапротеинемического гемобластоza
91	9.9.4	панель FISH при ОМЛ (9 маркеров): транслокация (8;21); транслокация (15;17); перестройки 11q23; перестройки 11q23; транслокация/инверсия (16;16); делеция 5q-/моносомия 5; делеция 7q-/моносомия 7; делеция TP53; транслокация(3;3)/инверсия 3; транслокация (3;21)	5-7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант Li-гепарин	35 560	B03.005.010	Комплекс исследований для диагностики острого лейкоза

92	9.9.5	панель FISH при ОЛЛ (7 маркеров): перестройки c-MYC; транслокация (12;21); делеция 9p21; перестройки 11q23; гипердиплония; транслокация (9;22); перестройки 14q	5-7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант Li-гепарин	27 800	B03.005.010	Комплекс исследований для диагностики острого лейкоза
	9.9.6	панель FISH при множественной миеломе (12 маркеров): перестройки гена IGH (14q32) (IGH 14q32 break); транслокация 11;14 (MYEOV(CCND1)/IGH); транслокация 16;14 (MAF/IGH t(14;16)); транслокация 4;14 (FGFR3/IGH t(4;14)); дупликация 1q21 (1q21/ SRD (1p36)); делеция гена RB1 (13q14.2); делеция гена DLEU (13q14.2); делеция 6q (XL 6q21/6q23); перестройка гена MYC; делеция 1p36 (1q21/ SRD (1p36)); амплификация/ делеция гена ATM (11q22); делеция гена TP53 (17p13)	5-7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант Li-гепарин	36 960	B03.005.018	Комплекс исследований для диагностики парапротеинемического гемобластоza
94	9.9.7	панель FISH при ХЛЛ (8 маркеров): перестройки гена IGH (14q32); транслокация (11;14); амплификация/делеция 11q23 ген ZBTB16; делеция 13q; делеция 6q; перестройки гена c-MYC; делеция гена TP53; трисомия 12	5-7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант Li-гепарин	31 220	B03.005.018	Комплекс исследований для диагностики парапротеинемического гемобластоza
95	9.9.8	Панель FISH (Гиперэозинофильный синдром, хронический эозинофильный лейкоз, хронические миелопролиферативные новообразования) 4 маркера: делеция /перестройки генов FIP1L1/CHIC2/PDGFR; перестройки гена PDGFRB Делеция/перестройка гена PDGFRA BA (4q12) Перестройка гена FGFR1 (8p11)	5-7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант Li-гепарин	33 600	A27.30.013	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PDGFRA
96	9.9.9	Панель FISH "В-Лимфомы без предварительного диагноза" - 7 маркеров (материал исследования - костный мозг): перестройка гена IGH; перестройка гена C-MYC; перестройка гена BCL2; перестройка гена BCL6; делеция 13q14; амплификация/делеция 11q23 ген ZBTB16; делеция 17p13	5-7 р.д.	Костный мозг, консервант Li-гепарин	28 000	B03.005.018	Комплекс исследований для диагностики парапротеинемического гемобластоza
	9.9.12	Панель FISH "Фолликулярная лимфома" - 7 маркеров (материал исследования - костный мозг): перестройка гена IGH; перестройка гена C-MYC; перестройка гена BCL2; перестройка гена BCL6; делеция 6q; амплификация 1q21/делеция 1p36; делеция 17p13	5-7 р.д.	Костный мозг, консервант Li-гепарин	28 000	B03.005.018	Комплекс исследований для диагностики парапротеинемического гемобластоza
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ							
98	3.16.000	Определение мутаций в гене EGFR (exon 18, 19, 20, 21) в т.ч. мутация T790M (парафиновый блок)	7 р.д.	Парафиновый блок	11 000	A27.30.016	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале
99	3.16.010	Определение мутаций в гене BRAF V600 методом секвенирования ДНК нового поколения (NGS) (парафиновый блок)	12 р.д.	Парафиновый блок	10 000	A27.30.008	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале
100	3.16.011	Определение мутации V600E в гене BRAF (парафиновый блок)	7 р.д.	Парафиновый блок	7 000	A27.30.009	Молекулярно-генетическое исследование мутации V600 BRAF
101	3.16.014	Выявление мутаций BRAF V600E (кровь)	10 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	7 000	A27.30.009	Молекулярно-генетическое исследование мутации V600 BRAF

102	3.16.021	Определение мутации в гене KRAS (парафиновый блок)	7 р.д.	Парафиновый блок	9 000	A27.30.006	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале
103	3.16.022	Определение мутации в гене NRAS (парафиновый блок)	7 р.д.	Парафиновый блок	9 000	A27.30.007	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS в биопсийном (операционном) материале
104	3.16.030	Определение мутаций в генах c-KIT и PDGFR при ГИСО (парафиновый блок)	12 р.д.	Парафиновый блок	14 000	A27.30.012 A27.30.013	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене c-KIT в биопсийном (операционном) материале Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PDGFRA
105	3.16.031	Определение мутации в гене c-KIT (парафиновый блок)	12 р.д.	Парафиновый блок	9 000	A27.30.012	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене c-KIT в биопсийном (операционном) материале
106	3.21.024	Молекулярно-генетическое исследование: определение мутаций в гене c-KIT (D816V)	7 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	7 000	A27.30.012	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене c-KIT в биопсийном (операционном) материале
107	3.16.060.1	Определение мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 (8 мутаций) методом ПЦР	5 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	7 000	A27.05.040	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови
108	3.16.062	Полное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2	30 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	29 500	A27.05.040	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови
109	3.16.067	Исследование кодирующей части генов BRCA1, BRCA2 (кровь/парафиновый блок, метод NGS)	22 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА или парафиновый блок	45 000	A27.05.040	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови
110	3.16.063	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, BLM, NBS1, PALB2	10 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	12 000	A27.05.040 A27.05.046	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CHEK2 в крови методом ПЦР
111	3.16.013	Определение мутаций промотора гена TERT	21 р.д.	Парафиновый блок	15 000	A27.30.051	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1 в биопсийном (операционном) материале
112	3.16.080	Определение микросателлитной нестабильности (MSI) (Парафиновый блок)	12 р.д.	Парафиновый блок	10 000	A27.30.001	Определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР
113	3.21.053	Определение мутаций в гене TP53	23 р.д.	Венозная кровь или костный мозг 2 мл в пробирке с ЭДТА, или парафиновый блок	15 000	A27.05.048	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене TP53 в крови
114	3.21.020	Определение мутаций в гене PIK3CA (терапия препаратом Алпелисиб)	7 р.д.	Парафиновый блок	11 000	B03.005.019	Лабораторный контроль за терапией иммуносупрессантами
115	3.21.019	Молекулярно-генетическое исследование. Определение мутаций в гене RET (10 и 11 экзонах) при раке щитовидной железы, синдром МЭН2А	21 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	15 000	A27.05.052	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене RET в крови
116	3.21.021	Определение делеции локусов 1p/19q. Микросателлитный анализ локусов D1S407, D1S3669, D1S2734, D19S559, D19S416, D19S206, D19S400	14 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА и Парафиновые блоки	10 000	A27.30.058	Молекулярно-генетическое исследование транслокации 1p/19q в биопсийном (операционном) материале
117	3.21.022	Определение метилирования промотора гена MGMT	14 р.д.	Парафиновый блок	9 000	A27.30.057	Определение метилирования гена MGMT в биопсийном (операционном) материале
118	3.21.023	Молекулярная диагностика рака предстательной железы (мРНК химерного гена TMPRSS2-ERG и уровня экспрессии гена PCA3)	12 р.д.	Образец первой порции мочи, полученной после массажа простаты, объемом 30-50 мл	6 000	A09.28.087	Исследование уровня антигена рака простаты 3 (PCA3) в моче
119	3.21.038	Молекулярно-генетическое исследование. Определение мутаций в гене MET с пропуском 14 экзона	14 р.д.	Парафиновый блок	9 000	B03.005.019	Лабораторный контроль за терапией иммуносупрессантами

120	9.14.1	Молекулярно-генетическое исследование. Панель молекулярных маркеров ОМЛ (острый миелолейкоз) (количественный): Определение мутаций гена FLT3: FLT3/ITD и FLT3-D835; Определение мутации типа A в гене NPM; Определение уровня экспрессии гена WT1; Определение уровня экспрессии гена PRAME; Определение дупликации гена MLL; Опред. ур. экспрессии гена PML/RARa типа ber 1,2,3-t(15;17); Опред. ур. экспрессии гена RUNX1/RUNX1T1-t(8;21); Опред. ур. экспрессии гена CBFB/MYH11 типа A, D, E - t(16;16); Определение уровня экспрессии гена MLL/ENL типа e9e2, e10e2, e11e2 - t(11;19)	до 12 р.д.	Костный мозг, консервант ЭДТА	32 600	B03.005.010	Комплекс исследований для диагностики острого лейкоза.
121	9.14.2	Молекулярно-генетическое исследование. Панель молекулярных маркеров ОЛЛ (острый лимфолейкоз) (количественный): Определение уровня экспрессии гена PRAME; Определение уровня экспрессии гена WT1; Определение дупликации гена MLL; Опред. уровня экспрессии гена BCR-ABL типа p190 - t(9;22); Определение уровня экспрессии гена MLL/AF4 типа RS411, MV411, ALL-PO - t(4;11); Определение уровня экспрессии гена ETV6/RUNX1 - t(12;21); Определение уровня экспрессии гена E2A/PBX1 - t(1;19); Определение T- или B-клеточной клональности по анализу перестроек генов рецепторов	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	32 600	B03.005.010	Комплекс исследований для диагностики острого лейкоза.
122	9.14.3	Молекулярно-генетическое исследование. Панель молекулярных маркеров ММ (множественная миелома)(количественный): Уровень экспрессии гена MAGE-A3; Уровень экспрессии гена MAGE-A6; Уровень экспрессии гена PRAME; Уровень экспрессии гена NY-ESO-1; Уровень экспрессии референсного (контрольного) гена	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	32 600	B03.005.018	Комплекс исследований для диагностики парапротеинемического гемобластоза
123	9.14.8	Молекулярно-генетическое исследование. BCR-ABL p210 тип транскрипта - (b2a2), (b3a2) - t(9;22) (количественный)	7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	9 900	A27.30.069	Определение экспрессии мРНК BCR-ABLp210 (количественное)
124	9.14.8.1	Молекулярно-генетическое исследование. BCR-ABL p210 тип транскрипта - (b2a2) (b3a2) (b3a3)(b2a3)- t(9;22) (качественный)	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	9 900	A27.30.069	Определение экспрессии мРНК BCR-ABLp210 (количественное)
125	9.14.9	Молекулярно-генетическое исследование. BCR-ABL p190 - t(9;22) (количественный)	7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	9 900	A27.30.070	Определение экспрессии мРНК BCR-ABLp190 (количественное)

126	9.14.10	Молекулярно-генетическое исследование. BCR-ABL p230 - t(9;22) (количественный)	7 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	9 900	A27.05.001	Молекулярно-генетическое исследование минимальной остаточной болезни при лейкозах при помощи пациент - специфических праймеров
127	9.14.11	Молекулярно-генетическое исследование. BCR-ABL p210 (мутационный анализ)	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	13 000	A27.05.017	Молекулярно-генетическое исследование точечных мутаций гена bcr-abl (химерный ген, образованный слиянием области кластера разрывов на 22 хромосоме и гена тирозинкиназы Абельсона на 9 хромосоме)
128	9.14.12	Молекулярно-генетическое исследование. BCR-ABL p190 (мутационный анализ)	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	13 000	A27.05.017	Молекулярно-генетическое исследование точечных мутаций гена bcr-abl (химерный ген, образованный слиянием области кластера разрывов на 22 хромосоме и гена тирозинкиназы Абельсона на 9 хромосоме)
129	9.14.13	Молекулярно-генетическое исследование. BCR-ABL p230 (мутационный анализ)	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	13 000	A27.05.017	Молекулярно-генетическое исследование точечных мутаций гена bcr-abl (химерный ген, образованный слиянием области кластера разрывов на 22 хромосоме и гена тирозинкиназы Абельсона на 9 хромосоме)
130	3.21.042	Молекулярно-генетическое исследование. Определение мутаций в гене IDH1	7 р.д.	Парафиновый блок	9 000	A27.30.051	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1 в биопсийном (операционном) материале
131	3.21.043	Молекулярно-генетическое исследование. Определение мутаций в гене IDH2	7 р.д.	Парафиновый блок	9 000	A27.30.052	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2 в биопсийном (операционном) материале
132	9.14.60	Молекулярно-генетическое исследование: определение мутаций в гене JAK2 (V617F) (кровь - количественный, костный мозг - качественный)	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	7 500	A27.05.012.001	Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови, количественно
133	9.14.61	Молекулярно-генетическое исследование: определение делеций в 12 экзоне гена JAK2-киназы (качественный)	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	6 200	A27.05.021	Молекулярно-генетическое исследование маркеров Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (мутации в генах Jak2, MPL и CALR)
134	9.14.62	Молекулярно-генетическое исследование: определение мутаций в гене MPL-1 (количественный)	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	8 260	A27.05.021	Молекулярно-генетическое исследование маркеров Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (мутации в генах Jak2, MPL и CALR)
135	9.14.63	Молекулярно-генетическое исследование: определение мутаций в генах JAK2 (V617F; del 12 ex) и в гене MPL-1 (качественный)	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	15 000	A27.05.021	Молекулярно-генетическое исследование маркеров Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (мутации в генах Jak2, MPL и CALR)
136	9.14.64	Молекулярно-генетическое исследование: определение мутаций в гене CALR (9 ex) (количественный)	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	13 300	A27.05.021	Молекулярно-генетическое исследование маркеров Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (мутации в генах Jak2, MPL и CALR)
137	9.14.65	Молекулярно-генетическое исследование: определение мутаций в генах: JAK2 (V617F; del 12 ex); MPL-1; CALR (9ex) (качественный)	до 12 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	16 000	A27.05.021	Молекулярно-генетическое исследование маркеров Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (мутации в генах Jak2, MPL и CALR)
138	3.21.027	Молекулярное исследование опухолевой ткани Oncobox-Integral, включая секвенирование мРНК RNAseq и полноэкзомное секвенирование (один образец)	45 календ.	Парафиновый блок, клеточность не менее 50%, 3 пробирки со стружкой (8 срезов толщиной 10 мкм или эквивалентное кол-во)	250 000	B03.005.019	Лабораторный контроль за терапией иммуносупрессантами
139	3.21.045	Молекулярно-генетическое исследование: определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 в ткани опухоли.	20 р.д.	Парафиновый блок	26 000	B03.027.007	Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований молочной железы
140	3.21.047	Определение вариантов первичной структуры гена DPD (DPYD), 4 частых варианта	10 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	7 000	A27.30.014	Определение полиморфизма гена DPYD методом ПЦР
141	3.21.048	Секвенирование "горячих" экзонов гена TPMT (5,7,10 экзоны) (кровь)	10 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	7 700	B03.005.019	Лабораторный контроль за терапией иммуносупрессантами

142	3.21.051	Определение мутаций в гене POLE	12 р.д.	Парафиновый блок	11 700	B03.027.016	Комплексе исследований для диагностики злокачественных новообразований эндометрия
143	3.21.052	Определение мутаций в гене ESR1	15 р.д.	Парафиновый блок	7 500	A08.30.034	Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону иммуногистохимическим методом
144	3.21.054	Определение мутаций 20 экзона гена ERBB2	12 р.д.	Парафиновый блок	9 100	A27.30.106	Определение амплификации гена ERBB2 (HER2/Neu) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH)
145	3.21.055	Определение дефицита гомологичной рекомбинации (HRD) в ткани опухоли	18 р.д.	Парафиновый блок	70 000	A27.30.001	Определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР
МОРФОЛОГИЯ, ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЕ							
146	3.21.025	Морфология костного мозга (мазок на предметных стеклах – 5 стекол)	5 р.д.	Мазок костного мозга на предметном стекле	7 000	A08.05.001	Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)
147	9.12.1	Диагностика миеломной болезни (подсчет не менее 300 тыс. клеток), 12 антител: CD45, CD38, CD138, CD117, CD56, CD10, κ, λ, CD19, CD79a, CD3, Ki-67	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	23 700	A12.30.012	Исследование биологического материала методом проточной цитофлуориметрии
148	9.12.2	Диагностика ХЛЛ и неходжкинских лимфом, ВКЛ (20 антител): CD45, CD43, CD11c, CD38, CD5, CD56, CD103, CD19, κ, λ, CD10, CD20, CD22, CD23, IgM, CD138, CD3, CD4, CD8, CD16	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	23 700	A12.30.012	Исследование биологического материала методом проточной цитофлуориметрии
149	9.12.3	Диагностика ХЛЛ, укороченная панель (12 антител): CD45, CD38, CD5, CD16, CD56, CD19, κ, λ, CD20, CD22, CD23, CD3	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	15 400	A12.30.012	Исследование биологического материала методом проточной цитофлуориметрии
150	9.12.4	Первичная диагностика острых лейкозов (24 антитела): CD45, HLA-DR, CD38, CD33, CD11c, CD13, CD15, CD14, CD36, CD2, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD19, CD22, CD56, CD34, CD117, GPha, CD41a, IgM, CD1a, MPO, CD79a	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	29 900	A12.30.012.001	Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов
151	9.12.5	Диагностика рецидивов острых лейкозов (20 антител, подсчет не менее 50 тыс. клеток)	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	21 400	A12.30.012.001	Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов
152	9.12.6	Оценка минимальной резидуальной болезни при острых лейкозах (12 антител, подсчет не менее 300 тыс. клеток)	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	15 600	A12.30.012.002	Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров минимальной остаточной болезни при гемобластозах
153	9.12.8	Иммунный статус (11 антител): CD45, CD38, CD5, CD16, CD56, CD19, CD20, CD23, CD3, CD4, CD8	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	13 000	A12.30.012.005	Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные)
154	9.12.10	Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (анализ по нейтрофилам и эритроцитам)	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	10 100	A12.30.012.012	Иммунофенотипирование клеток периферической крови для диагностики пароксизмальной ночной гемоглобинурии расширенной панелью маркеров, включая FLAER (флюоресцентно-меченый аэролизин)
155	9.12.11	Активность натуральных киллеров	5 р.д.	Костный мозг или венозная кровь, консервант ЭДТА	12 400	A12.30.012.005	Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные)
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Генетическая предрасположенность							
156	3.21.032	Наследственный рак молочной железы: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN, STK11, TP53	30 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	22 000	B03.027.007	Комплексе исследований для диагностики злокачественных новообразований молочной железы
157	3.21.033	Женские наследственные опухоли: ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53	30 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	22 000	B03.001.004	Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины

158	3.21.034	Наследственный рак толстой кишки: APC, BMPR1A, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, PTEN, SMAD4, STK11, TP53	30 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	22 000	B03.027.012	Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований толстой кишки
159	3.21.035	Панель "Все виды наследственного рака"	90 р.д.	Венозная кровь с ЭДТА	37 000	B03.027.012	Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований толстой кишки